

Объявление №14**о закупе способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729**

Срок объявления: с 15.00 часов 22 февраля 2021 года

до 16.00 часов 02 марта 2021 года.

Заказчик: КГП «Костанайская районная больница» Управления Здравоохранения акимата Костанайской области

РНН 390800010534

БИН 950640000731

ИИК KZ1896513F0007531023

Филиал АО "ForteBank" в г. Костанай

БИК IRTYKZKA

тел: 8/714 55/ 3 75 27 (специалист по ГЗ)

т/факс: 2 11 55 (приемная), 2 24 53 (гл.врач)

e-mail: tarabaeva_anna@mail.ru

Интернет-ресурс: www.kostanay-crb.kz

Наименование товара:

	Наименование товаров, работ и услуг	Требования к качеству товаров, работ и услуг. Указать ГОСТы, ТУ, технические характеристики или описание	Кратность и объем	Ед. изм.	Кол-во	Цена за набор
1	ВСС-3D Лизирующий реагент	Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемоглобина в крови. Объем: 500мл. Состав: Шестнадцать алкилтри бромистого метила аммония, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропитывающее вещество, натрия сульфат Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов ВСС-3900	500ML/bottle	набор	60	26 900

<p>ВСС-3Д Дилуент ВСС-3Д Diluent</p>	<p>Дилуент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 л. Состав: натрия сульфат, натрия хлорид, натрия фосфат двухлоридных, борная кислота. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов ВСС-3900</p>
<p>Очищающий реагент для пробопорника Probe cleanser</p>	<p>Очищающий реагент применяется для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Объем: 50 мл Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °C в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов серии ВСС-3900.</p>

2

3

20L/barel

набор

50

30 200

50ML/bottle

набор

50

16 800

4	<p>Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора Control for Automatic Hematology 3-part</p>	<p>Уровень 1 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°C Уровень 1 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии ВСС-3900.</p>	Level 1 2ML/bottle	набор	3	30 200
		<p>Уровень 2 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°C Уровень 2 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии ВСС-3900</p>	Level 2 2ML/bc	набор	3	30 200
		<p>Уровень 3 Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе ВСС-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°C. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°C Уровень 3 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии ВСС-3900</p>	Level 3 2ML/bottle	набор	3	30 200

