


Утверждаю:
 и.о. главного врача
 КТЦ «Костанайская районная больница»
 Шатерников В.В.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерия	Описание
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Силовое колесо для плеча
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средству измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения
3	Требования к комплектации	<p>1. Усиление плечевой мышцы и показателями ее ПЗУ Люди стоят боком с вовлеченным плечом к колесу вперед и назад пределы его диапазона движения (ПЗУ) 2. Люди стоят перед колесом и хватаются за ручку, двигая ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки до предела его ПЗУ. Реабилитация пациентов с помощью тренажера 660С способствует скорейшему восстановлению хрящевых зон и поврежденных связок плеча, ускоряет рассасывание гематом, а также и улучшает лимфоток и кровообращение. Область применения: Неврология, Реабилитация, Травматология, Ортопедия, Спортивная медицина</p> <p>Показания:</p>
3		1 шт.



Оперативное лечение переломов, Тотальное эндопротезирование плечевого сустава, Стабильный остеосинтез, Восстановление вращательной манжетной мышцы, Акромиопластика, Восстановление подвижности сустава под наркозом, Артроскопия, Артротомия, Ушибы в области плечевого сустава, Мышечные разрывы в области плечевого сустава, Контрактуры различного происхождения (ограничение подвижности в суставе)

Особенности:
5 уровней регулировки сопротивления
Регулируемая высота
Модный дизайн и легко считываемый дисплей
Улучшает диапазон движения плечевых суставов
Укрепляет группы мышц плеча
Цифровой счетчик — подсчет/шаг, время, калории, SPM, просмотр

- Простота в использовании

Технические характеристики:
Размер : не менее 910 мм x 450 мм x 430 мм
Функция:
подсчет/шаг 0 ~ 9999
время 0:00~99:59 Минут: Секунд...
кал (калории) 0~9999 кал
SPM: 1~999, подсчетов в минуту
просмотр: Изменяемый каждые 6 секунд дисплей вышеперечисленных функций, и его возврат к отображению различных функций.

4	Требования к условиям эксплуатации	
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО	DDP пункт назначения

	(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
<p>90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул. Чапаева, 36/5</p>	<p>6 Срок поставки МИ ТСО и место дислокации</p>
<p>Гарантийное сервисное обслуживание выполняется в соответствии с требованиями эксплуатации документацией и должны включаться в себя: - наработку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия</p>	<p>7 Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p>