

Утверждаю:  
и.о. главного врача  
КГП «Костанайская районная больница»  
Шатерников В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Стенд мануальных навыков «Тактильный»
2	Наименование МИ ТСО, относящегося к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
1	Стенд мануальных навыков «Тактильный»	<p>Тактильный стенд (Дом, хозяйство) выполнен в виде фигурного тематического шита, на котором смонтированы предметы, имеющие различную плотность, жесткость, шероховатость, форму и цветовое исполнение, что обеспечивает осязательное и зрительное восприятие, развитие памяти, тренировку мелкой моторики пальцев рук.</p> <p>Стенд изготовлен в переносном исполнении. Его можно использовать как в лежачем (напольном) состоянии, так и вставленным на подставку типа мольберт, а также в Компактная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Солнышко, небо, грядка, поле, холмы, пруд – разные виды материалов</li> <li>• Капитка с задвижкой и выключателем-</li> </ul> <p>1 шт.</p>
3	Требования к комплектации	
Основные комплектующие		



звонком

- Дорожка с песочком в усадьбе с бассейном
  - Верёвка с прищепками
  - Овощи на грядках
  - Рыбка ручка в бассейне
  - Пробка в бассейне
  - Улитка ручка на берегу бассейна
  - насекомое Божья коровка в камышах
  - насекомое Божья коровка на грядке
- Показания к применению тренажёра
- Обучение маленьких детей новым навыкам;
  - Работа с пациентами с ДЦП;
  - Работа с пациентами с поражением периферической нервной системы;
  - Работа с пациентами после травм спинного или головного мозга;
  - Работа с пациентами с функциональными нарушениями организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт;
  - Восстановление пациентов с травмами позвоночника;
  - Восстановление пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм;
  - Восстановление навыков у пациентов с ревматическими заболеваниями;
  - Использование при адаптационных программах для людей, страдающих психическими заболеваниями, для детей с отклонениями в развитии и поведении;
  - Работа с пациентами при ортопедических заболеваниях;
  - Работа с пациентами с нарушением координации, расстройством внимания, нарушением концентрационной способности, реакций, равновесия, расстройства мелкой моторики;
  - Восстановление навыков у пациентов при геронтологических заболеваниях, как



			<p>болезнь Паркинсона или Альцгеймера, при рассеянном склерозе</p> <p>Технические характеристики стенда:</p> <p>Высота не более мм 600  Ширина не более мм 810  Толщина не более мм 100  Масса не более кг 6</p>
4	<b>Требования к условиям эксплуатации</b>	Гарантия 12 месяцев	
5	<b>Условия осуществления поставки МИ ТСО</b> <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	DDP пункт назначения	
6	<b>Срок поставки МИ ТСО и место дислокации</b>	90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5	
7	<b>Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</b>	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.  Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;</li> <li>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;</li> <li>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);</li> <li>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий</li> </ul>	