

Протокол об итогах государственных закупок способом тендера по закупу Кушетка массажная №33

Способом тендера по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг "

г. Тобыл

06.05.2021г.

1. Тендерная комиссия в составе:

1. Шатерников В.В.– и.о. главного врача, председатель тендерной комиссии
 2. Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член комиссии
 3. Антоненко А.А. - юрист, член комиссии
- Молдашева Ж.К. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии

КГП «Костанайская районная больница» провела закуп способом тендера следующий товар:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена,тенге	Сумма, тенге
1	Кушетка массажная	штук	1	2 915 000	2 915 000

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование модели/сервисного подразделения, требующего обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Кухетка массажная
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения
<p>№ п/п</p> <p>Наименование комплектующего к МИ ТСО</p> <p>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</p>	<p>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</p>	<p>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</p>
Основные комплектующие		
3	Требования к комплектации	<p>1</p> <p>Кухетка массажная</p>
<p>1 шт.</p>	<p>Кухетка массажная предназначена для профессионального использования в области физиотерапии, реабилитации, косметологии и других видов консервативного лечения. Область применения: массажные, мануальные кабинеты, физиотерапевтические отделения, санатории, профилактории, косметологические клиники. Преимущества: Применение массажных столов гарантирует безупречную позицию пациента для лечения при максимальной подвижности и возможности доступа.</p> <p>Конструкция рамы по принципу "ножницы" позволяет плавно регулировать высоту и гарантирует стабильность стола. Большое пространство между перекладинами дает свободный доступ к пациенту во время лечения. Газовый амортизатор позволяет равномерно, без толчков регулировать угол наклона подголовника. Оснащен колесными системами с роликами для свободного перемещения и фиксатором.</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> • Узкая часть корпуса со специальным плечевым расширением улучшает доступ и размещение пациента в процессе лечения. • Кушетка оборудована специальным магнитным ключом, который применяется для активации мотора при регулировке. • Регулировка высоты возможна ножным или ручным переключателем. <p>Технические характеристики: Длина: 200 см; Ширина: 70 см ; Высота: 44 -95 см; Рама: Трубчатая стальная, светло-серая или серебристо-серая; Система регулировки высоты: Смонтированная на шариковых опорах, изготовлена из стали; Обивка: Обивка корпуса стола из полистерола, покрытого искусственной кожей; (у модели комфорт-дополнительный незаметный прочный шов); Толщина обивки: 6 см, Подголовник: Настраиваемый от +30° до 90° с газовым амортизатором 230 В, 50Гц, 0.9 А, 145 Вт, 8000 Н; Мотор: Электромотор для регулировки высоты от 44 до 95 см. 230 В / 50 Гц / 0.9 А / 145 Вт / 8000 Н IP 66 / ; Класс безопасности: II Совместимость: CE, EMC;</p> <p>Вес стандартной кушетки: 110 кг Максимальная нагрузка: 180 кг статическая, 160 кг динамическая.</p>	
<i>Дополнительные комплектующие</i>				
2	Разрезная рама с защитой		1 шт.	
3	Подголовник с подушкой для лица, регулировка от -90 до +30°		1 шт.	
4	Ручная сенсорная кнопка для		1 шт.	

	регуляторы высоты, мембранные кнопки под верхней частью кюшетки		1 шт.
	Ножной переключатель для регулировки высоты передними и задними мембранными кнопками в нижней перекладине		
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>			
8	Передние ролики на конках перекладин, неуправляемые		2 шт
4	Требования к условиям эксплуатации		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц		
4	Требования к условиям эксплуатации		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц		
<p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - очистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия <p>иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия</p>			

2. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИНН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А	990140000225	26.04.2021 год 13 часов 00 минут

После истечения срока предоставления ценовых предложений заявки не поступали.

ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Кушетка массажная аXion 5 (comfort) производства Zimmer MedizinSysteme GmbH, Германия (не подлежит государственной регистрации)			
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не относится к средствам измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
1	Кушетка массажная	Кушетка массажная предназначена для профессионального использования в области физиотерапии, реабилитации, косметологии и других видов консервативного лечения. Область применения: Массажные, мануальные кабинеты, физиотерапевтические отделения, реабилитационные центры, санатории, профилактории, косметологические клиники. Преимущества: •Применение массажных столов гарантирует безупречную позицию пациента для лечения при максимальной подвижности и возможности доступа.		1 шт.	

<p>•Конструкция рамы по принципу "ножницы" позволяет плавно регулировать высоту и гарантирует стабильность стола. Большое пространство между перекладинами дает свободный доступ к пациенту во время лечения. Без газовый амортизатор позволяет равномерно, без толчков регулировать угол наклона подголовника. •Оснащен колесными системами с роликами для свободного перемещения и фиксатором. •Узкая часть корпуса со специальным плечевым расширением улучшает доступ и размещение пациента в процессе лечения. •Кухетка оборудована специальным магнитным ключом, который применяется для активации мотора при регулировке. •Регулировка высоты возможна ножным или ручным переключателем. Технические характеристики: Длина: 200 см; Ширина: 70 см; Высота: 44-95 см; Рама: Трубчатая стальная, светло-серая или серебристо-серая; Система регулировки высоты: Смонтированная на шариковых опорах, изготовлена из стали; Обивка: Обивка корпуса стола из полистера, покрытого искусственной кожей; (У модели компорт-дополнительный незаметный прочный шов); Толщина обивки: 6 см, Подголовник: Настраиваемый от +30° до 90° с газовым амортизатором 230 В, 50Гц, 0,9 А, 145 Вт, 8000 Н; Мотор: Электромотор для регулировки высоты от 44 до 95 см. 230 В / 50 Гц / 0,9 А / 145 Вт / 8000 Н IP 66 / ; Класс безопасности: II Совместимость: CE, EMC;</p>			
--	--	--	--

			Вес стандартной кушетки: 110 кг Максимальная нагрузка: 180 кг статическая, 160 кг динамическая.	
		<i>Дополнительные комплектующие</i>		
	2	Разрезная рама с защитой		1 шт.
	3	Подголовник с подушкой для лица, регулировка от -90 до +30°		1 шт.
	4	Ручная сенсорная кнопка для регулировки высоты, мембранные кнопки под верхней частью кушетки		1 шт.
	5	Ножной переключатель для регулировки высоты передними и задними мембранными кнопками в нижней перекладине		1 шт.
		<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>		
	8	Передние ролики на концах перекладин, неуправляемые		2 шт.
4	Требования к условиям эксплуатации	Электропитание AC 220 В ± 10%, 50/60 Гц;		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP КГП «Костанайская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области 111100, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Чапаева, 36/5		
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	в течение 90 календарных дней с даты подписания договора Адрес: 111100, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Чапаева, 36/5		
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Предоставляем Гарантию на товар - 12 месяцев. Гарантируем сервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев. Гарантируем проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал. Гарантируем выполнение работы по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановлению отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;		

