

Утверждаю:  
 и.о. главного врача  
 КГП «Костанайская районная больница»  
 Шатерников В.В.

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	<b>Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)</b> <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Вертикализатор Тип1 «опора для стояния»			
2	<b>Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения</b> <i>(с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	не является средством измерения			
3	<b>Требования к комплектации</b>	№ п/п	<b>Наименование комплектующего к МИ ТСО</b> <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</i>	<b>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</b>	<b>Требуемое количество</b> <i>(с указанием единицы измерения)</i>
		1	<b>Вертикализатор Тип1 «опора для стояния»</b>	Вертикализатор делает возможным индивидуальный подход к потребностям ребенка и его семьи. Соответствующая конфигурация этого устройства дает возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. Подбор нужной для ребенка поддержки дает позитивное влияние, необходимое для дальнейшего развития. Изменение настройки устройства и регулировка угла наклона, благодаря применению пневматики, дает возможность плавно поднять ребенка из положения лежа в положение стоя. Система подушек и ремней надежно фиксирует тело ребенка, позволяя принимать пищу, играть или учиться стоя. Изделие произведено из безопасных для пациента экологических	1 шт.



материалов.

Рекомендуется для детей с диагнозом:

- Детский церебральный паралич – различные формы.
- Расщепление позвоночника.
- Повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии.
- Мышечные заболевания – различные формы.
- Генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей.
- После черепно-мозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей.

Технические характеристики

горизонтальном положении (без стола):

- длина, не более 1200 мм

- ширина, не более 600 мм

- высота, не более 1050 мм в вертикальном положении (без стола):

- длина, не более 810 мм

- ширина, не более 600 мм

- высота, не более 1390 мм

Наименование параметров Ед изм-я

Способ вертикализации

Сзади Спереди

Ширина бедер см 19-32

Ширина грудной клетки см 19-32

Высота до грудины см 49-97 54-97

Длина голени см 14-55

Длина стопы см -

Рост ребенка см 75-135 95-135

Расстояние от уровня бедер до подмышек см 16-30

Расстояние между коленями см 15-23

Максимальный вес ребенка кг 45

4 Требования к условиям эксплуатации

5 Условия осуществления поставки МИ ТСО

DDP пункт назначения

	<i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	
6	<b>Срок поставки МИ ТСО и место дислокации</b>	90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5
7	<b>Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</b>	<p>Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;</li> <li>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;</li> <li>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);</li> <li>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий</li> </ul>