

Утверждено:
 и.о. главного врача
 КГП «Костанайская районная больница»
 Шатерников В.В.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание
1	<p>Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)</p> <p>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)</p>	<p>Опора функциональная для познания для детей-инвалидов, размер 1/2/3</p>
2	<p>Наименование МИ ТСО, относящегося к средству измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)</p>	<p>Опора для познания предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями. Применяется для отработки навыков познания у детей с различными патологиями, в т.ч. ДЦП как в условиях стационара, так и в домашних условиях.</p> <p>Опора для познания представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из оснований, на котором размещены боковые вертикальные стойки, оборудованные планками для установки маткого ложка с креплениями для корпуса ребенка в виде ремней. Основание располагается на 4-х самоориентирующихся колесях. Каркас опоры для познания выполнен из высококачественной фанеры со стойким лаковым покрытием.</p>
3	<p>Требования к комплектации</p>	<p>1 шт.</p>

Требуемое количество единиц (с указанием единицы измерения)

Наименование
 № МИ ТСО
 (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)
 Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО

Основные комплектующие

не является средством измерения

			<p>противоаллергенным, экологически чистым покрытием. Мягкое ложе опоры для ползания регулируется по высоте и углу наклона относительно поверхности пола для создания наиболее удобного положения пользователя в процессе реабилитационных мероприятий.</p> <p>РЕГУЛИРОВКИ: регулировка высоты ложа от уровня пола; регулировка ложа по углу наклона относительно поверхности пола; регулировка ремней для крепления корпуса ребенка;</p> <p>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Характеристика Размер 1 Рост пользователя, рекомендуемый диапазон, см. 80-120 Максимальный рекомендуемый вес пользователя, не менее кг. 30</p> <p>Габариты опоры (ДхШхВ), см не менее 64x57x30</p> <p>Габариты опоры в упаковке (ДхШхВ), см не менее 65x30x16</p> <p>Вес изделия, кг не менее 8</p>
4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев	
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения	
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	60 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;	

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий