

Утверждаю:
и.о. главного врача

КГП «Костанайская районная больница»
Шатерников В.В.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание								
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	Стенд мануальных навыков «Детский»								
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения <i>(с указанием модели, наименования производителя, страны)</i>	не является средством измерения								
3	Требования к комплектации	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Наименование комплектующего к МИ ТСО <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</i></th> <th>Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО</th> <th>Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Стенд мануальных навыков «Детский»</td> <td>Стенд предназначен для развития и восстановления навыков самообслуживания, для имитации различных действий в повседневной жизни у детей. Стенд изготовлен в переносном исполнении. Его можно использовать, как в лежачем (напольном) состоянии, так и вставленным на подставку типа мольберт, а также подвешенным на стену положении. Показания к применению тренажёра Обучение маленьких детей новым навыкам; Работа с пациентами с ДЦП; Работа с пациентами с поражением периферической нервной системы; Работа с пациентами после травм спинного или головного мозга; Работа с пациентами с функциональными</td> <td>1 шт.</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</i>	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i>	1	Стенд мануальных навыков «Детский»	Стенд предназначен для развития и восстановления навыков самообслуживания, для имитации различных действий в повседневной жизни у детей. Стенд изготовлен в переносном исполнении. Его можно использовать, как в лежачем (напольном) состоянии, так и вставленным на подставку типа мольберт, а также подвешенным на стену положении. Показания к применению тренажёра Обучение маленьких детей новым навыкам; Работа с пациентами с ДЦП; Работа с пациентами с поражением периферической нервной системы; Работа с пациентами после травм спинного или головного мозга; Работа с пациентами с функциональными	1 шт.
№ п/п	Наименование комплектующего к МИ ТСО <i>(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО)</i>	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО	Требуемое количество <i>(с указанием единицы измерения)</i>							
1	Стенд мануальных навыков «Детский»	Стенд предназначен для развития и восстановления навыков самообслуживания, для имитации различных действий в повседневной жизни у детей. Стенд изготовлен в переносном исполнении. Его можно использовать, как в лежачем (напольном) состоянии, так и вставленным на подставку типа мольберт, а также подвешенным на стену положении. Показания к применению тренажёра Обучение маленьких детей новым навыкам; Работа с пациентами с ДЦП; Работа с пациентами с поражением периферической нервной системы; Работа с пациентами после травм спинного или головного мозга; Работа с пациентами с функциональными	1 шт.							

нарушениями организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт;
Восстановление пациентов с травмами позвоночника;
Восстановление пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм;
Восстановление навыков у пациентов с ревматическими заболеваниями;
Использование при адаптационных программах для людей, страдающих психическими заболеваниями, для детей с отклонениями в развитии и поведении;
Работа с пациентами при ортопедических заболеваниях;
Работа с пациентами с нарушением координации, расстройством внимания, нарушением концентрационной способности, реакций, равновесия, расстройства мелкой моторики;
Восстановление навыков у пациентов при геронтологических заболеваниях, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, при рассеянном склерозе

Комплектация - НАВЫКИ

- Радуга: ленты для плетения
- Облака: работа с застежкой «липучкой»
- Солнышко: застегивание замка, шнуровка, плетение косички
- Домик: застежка – утяжка, застегивание пуговицы в «воздушную» петлю, застегивание часового ремешка
- Цветы: застегивание-расстёгивание пуговиц на «ножке» и плоских пуговиц
- Машина: закручивание бутылочных крышек
- Дерево: застегивание - расстёгивание крючок металлический, крючок одежный, кнопка магнитная, кнопка простая и

			двигающиеся колокольчики Технические характеристики стенда: Высота не более мм 600 Ширина не более мм 800 Толщина не более мм 100 Масса не более кг 6	
4	Требования к условиям эксплуатации	Гарантия 12 месяцев		
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)		DDP пункт назначения	
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации		90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5	
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий		