

## Протокол об итогах государственных закупок способом тендера по запусу Аппарат для светотерапии с напольной подставкой №35

Способом тендера по постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг "

г. Тобыл

06.05.2021г.

### 1. Тендерная комиссия в составе:

1. Шатерников В.В. – и.о. главного врача, председатель тендерной комиссии
  2. Бажирова К.С. – главный бухгалтер, член комиссии
  3. Антоненко А.А. - юрист, член комиссии
- Молдашева Ж.К. – специалист по государственным закупкам, секретарь тендерной комиссии

КГП «Костанайская районная больница» провела закуп способом тендера следующий товар:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена,тенге	Сумма, тенге
1	Аппарат для светотерапии с напольной подставкой	штук	2	2 806 700	5 613 400

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медицинской техники (далее - МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Аппарат для светотерапии с напольной подставкой
2	Наименование МТ, относящейся к средству измерения с указанием модели, наименования производителя, страны	<p>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</p> <p>№ п/п</p> <p>Основные комплектующие</p>
3	Требования к комплектации	<p>Аппарат для светотерапии с напольной подставкой</p> <p>2 шт.</p>

			<p>дезинфицировать, мыть и заменять). Напольная стойка поставляется с опорными ножками.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  Прим. диаметр фильтра 11 см  Параметры сети электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц</p> <p>Энергопотребление 90 ВА  Номинальная мощность галогеновой лампы 50 Вт  Класс защиты Класс II , IP 20  Вес: 3,4 кг</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с напольной стойкой не менее 7,8 кг</li> </ul> <p>Температура окружающей среды:  - при использовании от +10 до +40°C  - при хранении от +5 до +45°C</p> <p>Длина волны 480 - 3400 нм  Степень поляризации &gt;95% (590 - 1550 нм)  Удельная мощность в среднем 40 мВт/см<sup>2</sup>  Плотность потока световой энергии в минуту в среднем 2,4 Дж/см<sup>2</sup>  Маркировка CE</p> <p>Основные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасность в применении;</li> <li>- мобильность;</li> <li>- высокий уровень комфорта, позволяющий расслабиться во время лечения;</li> <li>- удобство эргономичной настольной стойки или особая конструкция напольной стойки, позволяющая устанавливать ее у кровати или кресла;</li> <li>- система безопасных креплений;</li> <li>- легкость в изменении положения прибора при направлении света на любой участок тела;</li> </ul>	
--	--	--	--	--





Қабдеш Нұркин, 104-13	12 часов 15 минут
-----------------------	-------------------

После истечения срока предоставления ценовых предложений заявки не поступали.

ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А,

№ п/п		Критерии		Описание	
1	Наименование медицинской техники (далее - МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Прибор для светотерапии <b>BIOPTRON Pro I</b> в комплекте с подставкой производства <b>Bioptron AG., Швейцария</b> (PK-MT-5№007533 от 17.02.2021 г.)			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения с указанием модели, наименования производителя, страны	не относится к средствам измерения			
3	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1	Прибор для светотерапии <b>BIOPTRON Pro I</b> в комплекте с подставкой	Прибор для светотерапии в комплекте поставляется с функциональной напольной стойкой. Прибор для светотерапии <b>БИОПТРОН Про 1</b> разработан для использования дома, в спа, больницах и медицинских центрах. Прибор поставляется с функциональной напольной стойкой	2 шт.



<p>и/или с эргономичной настольной стойкой, что делает его пригодным как для домашних условий, так и для профессионального применения. Легко регулируемые высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360° обеспечивают удобное использование практически в любом положении. Время воздействия легко устанавливается с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели. Встроенный фиксатор позволяет разделить правильное расстояние до области воздействия. Модель дополнительно снабжена чехлом от пыли и любой сменной подушечкой (которую можно дезинфицировать, мыть и заменять). Напольная стойка поставляется с опорными ножками.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p> <p>Прим. диаметр фильтра 11 см  Параметры сети электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц</p> <p>Энергопотребление 90 ВА  Номинальная мощность галогеновой лампы 50 Вт  Класс защиты Klasse II, IP 20  Вес: 3,4 кг</p> <p>- с наполненной стойкой 7,8 кг  Температура окружающей среды:  - при использовании от +10 до +40°C  - при хранении от +5 до +45°C  Длина волны 480 - 3400 нм  Степень поляризации &gt;95% (590 - 1550 нм)  Удельная мощность в среднем 40 мВт/см<sup>2</sup>  Плотность потока световой энергии в минуту в среднем 2,4 Дж/см<sup>2</sup></p>			
--	--	--	--

			<p>Маркировка CE</p> <p>Прибор БИОПТРОН Про 1 с настольной и напольной стойкой Для всех приборов для светотерапии БИОПТРОН предусмотрены стойки, которые позволяют расположить прибор удобным образом в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.</p> <p>Основные особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасность в применении;</li> <li>- мобильность;</li> <li>- высокий уровень комфорта, позволяющий расслабиться во время лечения;</li> <li>- удобство эргономичной настольной стойки или особая конструкция напольной стойки, позволяющая устанавливать ее у кровати или кресла;</li> <li>- система безопасных креплений;</li> <li>- легкость в изменении положения прибора при направлении света на любой участок тела;</li> <li>- простота сборки и регулировки положения.</li> </ul> <p>Комплект поставки: Прибор для светотерапии-1шт Напольная подставка-1шт</p>	
4	<b>Требования к условиям эксплуатации</b>	<p>Параметры сети электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц Температура окружающей среды: - при использовании от +10 до +40°C - при хранении от +5 до +45°C</p>		
5	<b>Условия осуществления поставки МТ</b> <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>	<p>DDP КГП «Костанайская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области 111100, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Чапаева, 36/5</p>		



6	Срок поставки МТ и место дислокации
7	<p>Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p> <p>Предоставляем Гарантию на товар - 12 месяцев.  Гарантируем сервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев.  Гарантируем проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал.  Гарантируем выполнение работы по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями замены или восстановления отдельных частей МИ;  - замену отработавших ресурс составных частей;  - очистку, смазку и регулировку изделя; специфические для данного изделия работы и т.п.;  - настройку и регулировку и регулировку основных механизмов и узлов;  - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия и его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);  - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия.  Сервисное обслуживание медпационных изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности будет осуществляться сервисной службой, специалисты которого прошли обучение на заводах-производителя.</p>

ТОО «Medical Trade4», г.Павлодар, Кабулш Нуркин, 104-13

№ п/п	Критерии	Описание
1	Наименование медпационной техники (далее - МТ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Прибор для светотерапии BIOPTRON Pro I в комплекте с подставкой производства Biorpton AG., Швеция (PK-MT-5N#007533 от 17.02.2021 г.)
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения с указанием модели, наименования	не относится к средствам измерения



	производитель, страна	3 Требования к комплектации	№ и/и государственным реестром МТ (в соответствии с к МТ Наименование комплектующего )	Основные комплектующие	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	Прибор для светотерапии в комплекте поставляется с функциональной напольной стойкой. Прибор разработан для использования дома, в спа, больницах и медицинских центрах. Прибор поставляется с функциональной напольной стойкой и/или с эргономичной настольной стойкой, что делает его пригодным как для домашних условий, так и для профессионального применения. Легко регулируются высота и наклон, а также возможность поворота головы прибора на 360° обеспечивают удобное использование практически в любом положении. Время воздействия легко устанавливается с точностью до 30 секунд с помощью контрольной панели. Встроенный фискалатор позволяет определить правильное расстояние до области воздействия. Модель дополнительно снабжена чехлом от пыли и удобной сменной подушкой (которую можно дезинфицировать, мыть и заменять). Напольная стойка поставляется с опорными ножками.  <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Прим. диаметр фильтра 11 см Параметры сети электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц	2 шт.
Прибор для светотерапии BIOPTRON Pro I в комплекте с подставкой	1						

	<p>Энергопотребление 90 ВА          Номинальная мощность галогеновой лампы 50 Вт          Класс защиты Класс II, IP 20          Вес: 3,4 кг          - с наполной стойкой 7,8 кг          Температура окружающей среды:          - при использовании от +10 до +40°C          - при хранении от +5 до +45°C          Длина волны 480 - 3400 нм          Степень поляризации &gt;95% (590 - 1550 нм)          Удельная мощность в среднем 40 мВт/см2          Плотность потока световой энергии в минуту в</p>		<p>Сервисное обслуживание медицинских изделий 2а, 2б и 3 классов безопасности осуществляется сервисными службами производителя медицинских изделий или сервисными службами, имеющими лицензионное подтверждение от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-273/2020. «Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан»)</p>
--	---	--	--

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере:

- ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 16А

Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик представил полный пакет документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям: ТОО «ОСТ-ФАРМ» обладает правоспособностью, имеет опыт работы на фармацевтическом рынке Казахстана более 1 года, является платежеспособным, не имеет налоговой задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и/или взносам на обязательное социальное страхование, не подлжит процедуре банкротства и ликвидации, не состоит в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. ТОО «ОСТ-ФАРМ» имеет уведомление о начале осуществления деятельности по оптовой реализации медицинской техники. Медицинское оборудование, предлагаемые ТОО «ОСТ-ФАРМ» соответствуют главе 4 Правил организации и проведения закупки и тендерной документации. Предлагаемый товар зарегистрирован в РК. Имеет сертификат от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания. Предлагаемый товар хранится и перевозится в соответствии с условиями хранения и транспортировки. Стоимость предлагаемого товара не превышает суммы, выделенную для закупки. Гарантийное обеспечение внесено в соответствии с требованиями Тендерной Документации.

- ТОО «Medical Trade4», г. Павлодар, Кабдеш Нуркин, 104-13



4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 тендерная комиссия решила отклонить следующие тендерные заявки для участия в тендере:

- ТОО «Medical Trade14», г. Павлодар, Кабулеш Нуркин, 104-13

Анализ тендерной заявки показал, что:

- отсутствует Уведомление по оптовой реализации медицинской техники
- в технической спецификации отсутствуют условия осуществления поставки МИ, срок поставки МИ и место дислокации
- отсутствует сертификат от производителя медицинского изделия на право проведения сервисного обслуживания

5. Тендерная комиссия рассмотрела цены и другие условия тендерных заявок на соответствие их тендерной документации

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	
		ТОО «ОСТ-ФАРМ»	ТОО «Medical Trade14»
1	Аппарат для светотерапии с наполной подставкой	5 613 400	2 700 000
Сумма потенциальных поставщиков по лотам			2 427 900

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009 года главы 9 п.84 пп.4 принято решение признать закуп способом тендера несостоявшимся, так как допущен один потенциальный поставщик

Председатель комиссии:

Щаперников В.В. и.о. главного врача

Члены комиссии

Бажирова К.С. – главный бухгалтер

Антоненко А.А. – юрист

Секретарь тендерной комиссии

Молдашева Ж.К. – специалист по государственным закупкам

